

Douchestoel handleiding

Waarom dit hulpmiddel?

Een douchestoel voor duwen en zittend douchen gebruikt u als zelfstandig de doucheruimte bereiken niet of nauwelijks meer gaat. Zeker als ook langer staan problemen oplevert. Het grote voordeel van een douchestoel is dat u niet een extra keer moet 'overstappen', u kunt direct vanuit bed naar de douche en hoeft niet eerst in een rolstoel of stoel en dan weer op een douchestoel. De doucheroelstoel biedt veel steun, zodat u niet snel kunt wegzakken of vallen.

Uitleg

Stap 1: zet de rijdende douchestoel bij gebruik altijd op de rem. Dit doe je door met je voet de klepjes boven de wieltjes omlaag te klikken.

Stap 2: u klapt de voetleuningen en één arMLEuning omhoog. Zodra u bent gaan zitten klapt u de arMLEuning weer omlaag en klapt u de voetleuningen weer uit zodat uw voeten erop kunnen rusten.



