

Druppelbril handleiding

Waarom dit hulpmiddel?

Met een druppelbril kunt u gemakkelijk en zelfstandig uw ogen druppelen. De brillen zijn ontworpen om bijna alle veelvoorkomende maten flesjes en pompjes stevig op hun plek te houden. U kunt simpelweg de opening kiezen die het beste past bij uw flesje. Dit maakt de druppelbril ideaal voor het moeiteloos toedienen van oogdruppels.

Uitleg

Stap 1: was uw handen.

Stap 2: plaats het doseerflesje of -flacon in een passende opening van de bril, zodat het stevig vastzit.

Stap 3: zet de bril op.

Stap 4: buig uw hoofd achterover, zodanig dat het doseerflesje verticaal boven uw oog zit.

Stap 5: houd met een hand uw oog open en doseer met uw andere hand de druppels door in het flesje te knijpen.

Stap 6: na gebruik uw bril afspoelen met water, alcohol of een desinfecterend middel en drogen met een schone doek.

