

Easyslide handleiding

Waarom dit hulpmiddel?

Het aantrekken van therapeutische elastische kousen en panty's zijn vaak moeizame handelingen die dagelijks terugkeren. Om deze handelingen makkelijker en met minder krachtinspanning uit te voeren is de Easyslide ontwikkeld.

Easyslide Magnide is de oplossing voor het moeiteloos aantrekken van alle varianten van therapeutische elastische kousen en panty's met gesloten teenstuk. Eenvoudig in gebruik dankzij zeer glad materiaal met speciale coating. Kousen en panty's gaan langer mee en behouden langer de therapeutische druk.

Uitleg

Stap 1: doe de 'zak' over je voeten heen. Zorg dat je hiervoor handschoenen gebruikt zodat je meer grip hebt op de zak en straks op de kous.

Stap 2: trek de kous over de zak heen.

Stap 3: de groene lus die boven uitsteekt en een beetje eruit hangt moet eruit blijven hangen. Zorg dus dat deze niet in de kous raakt.

Stap 4: zodra de kous op de juiste hoogte is aangebracht, kunt u met de groene lus de zak onder de kous vandaan trekken. Daarna zit de kous om uw been en kunt u hem hier en daar nog herpositioneren of nog een beetje omhoog trekken.



Proteion
Postbus 4080
6080 AB Haelen

Uit



