

## Easywipe handleiding

### Waarom dit hulpmiddel?

De Easywipe is een ideaal hulpmiddel om uw billen mee af te vegen. Het hulpmiddel is handig voor personen met een beperkte reikbaarheid. De Easywipe grijpt het toiletpapier stevig vast en u verwijderd het door aan de achterkant de knop in te drukken. Hij is met normaal wc papier te gebruiken maar hij werkt het beste in combinatie met vochtig wc papier.

### Uitleg

**Stap 1:** pak een paar velletjes wc-papier (aan elkaar vast). 4 velletjes moet genoeg zijn.

**Stap 2:** wikkel het wc-papier rond de Easyswipe en stop beide uiteinden in de grijpgleuf. Het wc-papier wordt vastgeklemd en vastgehouden totdat u klaar bent om het weg te gooien.

**Stap 3:** druk vervolgens eenvoudig op de knop bovenop het handvat om het vervuilde papier snel los te laten.



Proteion  
Postbus 4080  
6080 AB Haelen



Proteion  
Postbus 4080  
6080 AB Haelen





Proteion  
Postbus 4080  
6080 AB Haelen