

Kousenaantrekker kunststof handleiding

Waarom dit hulpmiddel?

Kousenaantrekkers zijn bedoeld voor mensen die nog moeilijk hun voeten kunnen bereiken, maar wel hun 2 handen kunnen gebruiken. Ook wordt de kousenaantrekker gebruikt door mensen die niet of slecht hun voeten kunnen bereiken, doordat ze slecht kunnen bukken. Er is wel een bepaalde kracht in de armen nodig om de banden omhoog te trekken.

Uitleg

De kousenaantrekker bestaat uit een kunststof gedeelte waaraan twee staven of banden bevestigd zijn. U kunt de kous over het kunststof gedeelte schuiven. Hierna legt u de kousenaantrekker met de kous op de grond en u steekt de voet in de kous. De kousenaantrekker wordt met de banden of staven omhoog getrokken, waardoor de kous om de voet glijdt.





Proteion
Postbus 4080
6080 AB Haelen