

Medido medicijndispenser handleiding

Waarom dit hulpmiddel?

Medicijndispensers met check op afstand bieden op de juiste momenten een zakje met medicijnen aan in de goede samenstelling en dosering. Op het moment dat u medicijnen moet nemen, geeft de medicijndispenser een geluids- en lichtsignaal. Door op de OK-knop te drukken worden de medicijnen vrijgegeven. Daardoor vergeet u niet medicijnen in te nemen of doet u dit niet te vroeg of te laat. Een zorgcentrale en/of de thuiszorgorganisatie krijgt een melding als u een zakje van een rol of een los zakje met medicijnen niet afneemt.

Uitleg

Stap 1: plaats de voorverpakte medicatie in de dispenser en stel het actuele weekprogramma in.

Stap 2: de medicijndispenser geeft een signaal wanneer het tijd is voor de medicatie.

Stap 3: u neemt de medicatie uit door de knop bovenop de Medido in te drukken.

Neemt u de medicatie niet uit? Dan stuurt de medicatiedispenser een melding naar de thuiszorg. Zij nemen vervolgens contact op met u. De automatische medicijndispenser neemt alle mogelijke barrières voor juist medicijngebruik weg.

