

## Medido medicijndispenser handleiding

### Waarom dit hulpmiddel?

Medicijndispensers met check op afstand bieden op de juiste momenten een zakje met medicijnen aan in de goede samenstelling en dosering. Op het moment dat u medicijnen moet nemen, geeft de medicijndispenser een geluids- en lichtsignaal. Door op de OK-knop te drukken worden de medicijnen vrijgegeven. Daardoor vergeet u niet medicijnen in te nemen of doet u dit niet te vroeg of te laat. Een zorgcentrale en/of de thuiszorgorganisatie krijgt een melding als u een zakje van een rol of een los zakje met medicijnen niet afneemt.

## Uitleg

**Stap 1:** plaats de voorverpakte medicatie in de dispenser en stel het actuele weekprogramma in.

**Stap 2:** de medicijndispenser geeft een signaal wanneer het tijd is voor de medicatie.

**Stap 3:** u neemt de medicatie uit door de knop bovenop de Medido in te drukken.

Neemt u de medicatie niet uit? Dan stuurt de medicatiedispenser een melding naar de thuiszorg. Zij nemen vervolgens contact op met u. De automatische medicijndispenser neemt alle mogelijke barrières voor juist medicijngebruik weg.

